



07i Diagnostic de gestation PAG

Référence :
Indice 01
Date: 03/10/2019
Page 1 sur 1
VETERINAIRES

KIT DIAGNOSTIC

Objectif: Proposer un diagnostic de gestation fiable dès 28 jours.

Caractéristiques techniques du kit

Le laboratoire d'Ajain peut désormais effectuer un diagnostic de gestation sur les tubes de prophylaxie.

Ce test est précoce et très fiable, la sensibilité et la spécificité sont proches de 100 % et ceci dès 28 jours de gestation.

De plus, les PAG (protéines associées à la gestation) s'éliminent rapidement après une gestation : passé 60 j après la mise-bas, on ne risque plus de déceler les PAG résultant de la gestation précédente.

En revanche, le test n'indique pas le stade de gestation. C'est une alternative à l'échographie.

Modalités financières

Tarifs du LDA (2019 - 2020):

- 0 à 10 PS = 6.89 €
- Plus de 10 PS = 5.50 €